

# Die Cliniclave-Serie

Vier Groß-Autoklaven für Praxis und Klinik




Quality – made in Germany

**MELAG**  
competence in hygiene

## Die Cliniclave-Serie leistungsstark und überzeugend

- XXL-Colour-Touch-Display
- Große Beladungsmenge
- Rekord-Betriebszeiten
- Exzellente Trocknung
- Integrierte Dokumentations- und Freigabe-Software
- EN 1717 Konformität



Cliniclave 45 D

Cliniclave 45 MD

	Cliniclave 45	Cliniclave 45 D	Cliniclave 45 M	Cliniclave 45 MD
<b>Gerätemodell</b>	eintüriger Groß-Autoklav	doppeltüriger Groß-Autoklav	eintüriger Groß-Autoklav	doppeltüriger Groß-Autoklav
<b>UVP<sup>1)</sup> inkl. Unterschrank</b>	28.310 €	32.500 €	30.790 €	35.900 €
<b>Kesselvolumen / Kapazität</b>	105 Liter / 1 StE	110 Liter / 1 StE	200 Liter / 2 StE	205 Liter / 2 StE
<b>Kesseldurchmesser / -tiefe</b>	Ø 44 cm / 72 cm	Ø 44 cm / 74 cm	Ø 44 cm / 134 cm	Ø 44 cm / 136 cm
<b>Maße (BxHxT)</b>	65 x 160 x 91 cm	65 x 160 x 101 cm	65 x 160 x 153 cm	65 x 160 x 163 cm
<b>Stromversorgung</b>	3x380-415 V, 50/60 Hz 10.500 W, 16 A	3x380-416 V, 50/60 Hz, 10.500 W, 16 A	3x380-415 V, 50/60 Hz, 13.500 W, 32 A	3x380-416 V, 50/60 Hz, 13.500 W, 32 A
<b>Programmlaufzeiten inkl. Trocknung<sup>2)</sup></b>				
<b>Schnell-Programm B Teilbeladung</b>	~30 Min.	~30 Min.	~35 Min.	~38 Min.
<b>Universal-Programm Teilbeladung</b>	~43 Min.	~41 Min.	~47 Min.	~58 Min.
<b>Vollbeladung</b>	~55 Min.	~60 Min.	~68 Min.	~80 Min.
<b>Textilien</b>	~46 Min.	~48 Min.	~55 Min.	~56 Min.

1) Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

2) Abhängig von der Beladung und den Aufstellbedingungen wie zum Beispiel der Netzspannung und dem Luftdruck. Das Programmkonzept beinhaltet darüber hinaus ein Schon- und ein Prion-Programm.

Teilbeladung Cliniclave 45/45 D: 15 kg, Cliniclave 45 M/45 MD: 30 kg | Vollbeladung Cliniclave 45/45 D: 35 kg, Cliniclave 45 M/45 MD: 70 kg | Textilien Cliniclave 45/45 D: 7 kg, Cliniclave 45 M/45 MD: 14 kg.

**MELAG** – Ein weltweit führendes Familienunternehmen aus Berlin.



Management System  
EN ISO 13485:2012  
ISO 9001:2008

www.tuv.com  
ID 0000051908

CE 0197

